

Questions fréquemment posées

Q : Combien de temps dure la procédure ?

A : Parfois une prothèse partielle peut être délivrée après seulement deux visites, mais il faut généralement 4 visites. De deux à six semaines environ seront nécessaires.

Q : Est-ce que c'est douloureux ?

A : Les prothèses partielles fabriquées avec le TCS® Unbreakable sont non invasives, ce qui permet d'obtenir un minimum d'inconfort. Parfois, des préparations sur les dents piliers sont nécessaires, mais cette procédure n'engendre que très peu d'inconfort.

Q : Combien de temps ma prothèse partielle TCS® Unbreakable va-t-elle durer ?

A : Le matériau TCS® Unbreakable est conçu pour durer toute une vie. Si des modifications étaient nécessaires, en raison des changements naturels que subit votre bouche avec le temps qui passe, votre prothèse partielle TCS® Unbreakable pourra être modifiée au lieu d'être remplacée.

Q : Est-ce que je peux porter mon appareil la nuit ?

A : Certaines prothèses partielles, en raison de leur conception, ne sont pas destinées à être portées la nuit. Demandez conseil à votre dentiste.

Q : Est-ce que je dois obligatoirement faire tremper mon appareil dans de l'eau quand je ne le porte pas ?

A : Afin de maintenir votre prothèse TCS® Unbreakable comme neuve, nous vous conseillons de la faire tremper dans le nettoyant TCS® Fresh Denture Cleaner quand vous ne la portez pas.

Q : Vais-je avoir des difficultés à mastiquer ?

A : Certains types de nourriture ne sont pas faciles à mastiquer avec un appareil dentaire, mais une prothèse partielle correctement conçue et adaptée, alliée à la durabilité et à la capacité d'adaptation supérieure du TCS® Unbreakable, vous offrira la meilleure expérience de mastication de tous les appareils disponibles sur le marché.

Q : Le port de la prothèse partielle va-t-il changer ma façon de parler ?

A : Parfois, il est difficile de parler clairement avec des dents manquantes, par conséquent, le port de la prothèse partielle peut améliorer la clarté de votre discours. S'il vous est difficile de prononcer certains mots, ne vous inquiétez pas. Après un certain temps, vous vous habituerez à parler correctement avec votre prothèse partielle TCS® Unbreakable.

Q : Est-ce que je peux apporter de petites modifications à ma prothèse partielle ?

A : Nous vous recommandons fortement de ne pas modifier votre prothèse partielle, de quelque manière que ce soit. Si des ajustements sont nécessaires, veuillez vous adresser à votre dentiste.

Q : Comment dois-je entretenir ma prothèse partielle TCS® Unbreakable ?

A : Veuillez vous référer au paragraphe *Entretien efficace de votre nouvel appareil TCS® Unbreakable*

Entretien efficace de votre nouvel appareil TCS® Unbreakable

Les Prothèses partielles TCS® Unbreakable sont fabriquées à partir d'un nylon thermoplastique biocompatible et résistant. Elles sont faciles à entretenir.

Afin de maintenir votre appareil comme neuf, veuillez suivre ces simples recommandations :

1. Continuez à brosser vos dents naturelles et vos gencives comme vous l'avez indiqué votre dentiste.
2. **Nettoyez votre appareil tous les jours.** Rincez, tout simplement, votre appareil sous l'eau chaude du robinet, de 30 secondes à 1 minute environ, afin d'éliminer toutes les particules de nourriture avant de faire tremper votre appareil dans la solution nettoyante.
3. À l'aide de la **brosse à dents TCS® Fresh**, brossez votre appareil avec de l'eau uniquement. Rincez encore.
4. Faites tremper votre appareil dans le **TCS® Fresh Denture Cleaner** pendant au moins 15 minutes par jour dans un verre.
5. Laissez tremper votre appareil dans le **TCS® Fresh Denture Cleaner** quand vous ne le portez pas.
6. NE PAS utiliser d'eau de javel ou des produits de nettoyage similaires car ces produits peuvent éroder la surface de votre restauration.

Il faut toujours garder à l'esprit que bien que le TCS® Unbreakable soit incassable, les dents, elles, ne le sont pas.

Veuillez manipuler votre prothèse partielle avec précaution.

Produits recommandés :



TCS® Fresh Denture Cleaner

Pour le nettoyage des appareils dentaires à domicile. Élimine, en toute sécurité, les tâches de café, de thé, de tabac, de fruit et de rouille, le tartre, la plaque, le calcaire et le calcul.

Utilisé quotidiennement, il permet de maintenir l'appareil dentaire comme neuf !
Approvisionnement pour 10 mois !



Brosse à dents TCS® Fresh

Idéal pour nettoyer votre appareil TCS® Unbreakable. Cette brosse ultra souple permet d'éliminer les aliments, le tartre et la plaque dentaire sans rayer la surface de l'appareil.

Nous vous déconseillons l'utilisation de votre brosse à dents classique.

Retrouvez les produits TCS Fresh :



www.tcsfrance.com



<https://www.facebook.com/tcsfrance/>

TCS® Unbreakable™

La plus esthétique et confortable

des prothèses amovibles Flexibles



Disponible ici!

Parlez en à votre chirurgien dentiste


Authorized Distributor
FRANCE

Avantages du TCS® Unbreakable

- Une teinte naturelle permet à l'appareil d'imiter la gencive et les dents réelles de façon plus organique.
- Les crochets métalliques disgracieux ont disparu pour toujours. La prothèse TCS® Unbreakable utilise des crochets couleur gencive conçus pour se fondre avec la dentition naturelle.
- La légèreté et la grande durabilité du matériau à base de nylon de la prothèse TCS® Unbreakable vont vous permettre de ne pas être gêné par cette désagréable sensation de volume qui fait que la plupart des porteurs d'appareil dentaire ressentent une gêne par rapport à leur apparence.
- Une restauration de transition idéale pendant la période de cicatrisation des implants.
- Un traitement non invasif.
- Biocompatible et idéal pour les patients qui souffrent d'allergie aux monomères.
- Une absorption d'eau faible qui signifie que la prothèse partielle ne se déformera pas et ne deviendra pas non plus cassante.
- La prothèse peut être utilisée en combinaison avec une structure métallique ou des attachements.

S'il vous manque une ou plusieurs dents et que vous cherchez des options de remplacement, vous avez de nombreuses possibilités. Ne vous inquiétez pas pour votre sourire. Aujourd'hui, les avancées technologiques en matière dentaire permettent à votre chirurgien dentiste de vous offrir un service performant.

Quand il s'agit de se décider sur un remplacement, plusieurs choses sont à considérer, comme par exemple le coût de la procédure, l'esthétique, etc. Ces décisions en matière de soins dentaires doivent toujours être prises en accord avec votre chirurgien dentiste.

La prothèse TCS® Unbreakable permet à votre chirurgien dentiste de vous offrir une prothèse légère et flexible, d'un confort, d'un esthétisme et d'une fiabilité exceptionnels.

Grâce au caractère indétectable de la prothèse TCS® dans la bouche, même les patients les plus jeunes, qui opteraient habituellement pour des restaurations fixes, choisissent la prothèse TCS® Unbreakable.

Toutes ces caractéristiques et d'autres encore, font que le TCS® Unbreakable aide votre chirurgien dentiste à créer des prothèses dentaires amovibles confortables et à l'aspect naturel afin que vous puissiez vous sentir bien et paraître sous votre meilleur jour.

Le TCS® Unbreakable représente le choix de l'esthétique et du confort avec des prothèses amovibles qui disparaissent virtuellement dans la bouche.

Partagez votre expérience TCS® Unbreakable™



www.tcsfrance.com



<https://www.facebook.com/tcsfrance/>

- le TCS® Unbreakable est un matériau haute performance extrêmement résistant, les restaurations TCS® Unbreakable s'adaptent et suivent les mouvements du contour de votre bouche, lorsque vous mâchez, parlez et souriez.
- Votre dentiste optera peut-être pour l'utilisation de la prothèse TCS® Unbreakable conjointement avec du métal, selon votre dentition.



tcs®
fresh

Retrouvez les produits d'entretien TCS® Fresh sur:



www.tcsfrance.com



<https://www.facebook.com/tcsfrance/>

Témoignages

NATALIA, 26 ANS :

Ma grossesse a eu un effet néfaste sur mes dents. Après la naissance de mon premier enfant, j'ai perdu 5 dents. J'étais vraiment effondrée d'autant plus parce que je n'avais pas les moyens de me payer des implants fixes. Et même si j'en avais eu les moyens, je ne voulais pas subir une procédure longue et douloureuse étant donné que je devais m'occuper de mon bébé. Mon dentiste m'a alors recommandé la prothèse TCS® Unbreakable. Il m'a dit que personne ne se rendra compte que je porte un appareil. Il avait raison! Ma propre famille ne sait pas que je porte une prothèse dentaire.

CARLOS, 46 ANS :

J'ai hésité entre une restauration fixe ou partielle pendant des semaines. Lorsque mes prothèses temporaires n'ont plus tenu, je savais que je devais prendre une décision. Cela n'a pas été facile mais j'ai décidé de choisir la prothèse amovible. Ma motivation principale était ma faible tolérance à la douleur. La procédure a été rapide, simple et, le plus important, sans douleur. Et mieux encore! Personne ne s'aperçoit que je porte un appareil dentaire.



tcs®
Authorized Distributor
FRANCE